



הוראות שימוש

שתלים, מבנים, מאחזים ורכיבי מעבדה דנטליים ומשחרים נלווים. למידע מפורט על מערכת המוצר הספציפית בה הך משתמש, יש לעיין בקטלוג של עדוין מערכות שתלים דנטליים בע"מ.

תיאור

מערכת השתלים הדנטליים של עדוין כוללת מגוון שתלים המיוצרים מטיטניום. שתלים דנטליים מוחדרים באופן כירורגי לצעם הלסת העליונה ו/או התחתונה ומשמשים כתחליף לשרשר השן כדי לספק בסיס יציב לשחרורים.

התוויות לשימוש

שתלי עדוין מיועדים לשימוש בלסת תחתונה ולסת עליונה מחוסרת שיניים באופן חלקי או מלא, כדי לתמוך בשחרור המורכב מיחידה אחת או יותר, כולל שחרור תותבות-על המחוברים עם ברגים או צמנט, ותמיכת מאחז סופי או ביניים למגשר קבוע.

הוראות שימוש

פעולת ההשתלה צריכה להתבצע כתנאים אספטיים עם מכשירים כירורגיים סטריליים המיועדים במיוחד למטרה זו, מומלץ להשתמש במערכת המקדחים היעודיים של עדוין עם קרוו חיצוני לקידוח באתר ההשתלה.

אזהרות

טכניקות לא מתאימות עלולות לגרום לכשל של השתל ו/או נזק לצעם. השתלים הדנטליים של עדוין מיועדים לשימוש אך ורק ביישומים המוגדרים. אסור לשנות באופן כלשהו את השתלים הדנטליים. השימוש במכשירים כירורגיים מתכתיים או לייזר מסביב לשתלים מתכתיים והמאחזים שלהם אינו מומלץ עקב

הסיכון למוליכות חשמל ו/או חום. תזוזה של השתלים, נזק לצעם או דלקת כרונית עלולים להעיד על כשל של השתל. אם השתל מזדהם על ידי נוזלי הגוף של המטופל באופן כלשהו, לא ניתן להשתמש בשתל בחולה אחר.

אמצעי זהירות

הטכניקות הכירורגיות הדרושות להתקנת שתלים דנטליים מצריכות פרוצדורות מיוחדות ומורכבות. מומלץ לקבל הדרכה פורמלית להתקנת השתלים. חשוב: צריך לקבוע את האנטומיה המקומית ואת התאמת העצם המיועדת להתקנת השתל. צריך לקיים הערכה רדיוגרפית ישירה נאותה ובדיקה חזותית של מקום השתל לפני הטיפול, כדי לתכנן ולהשתמש בשתלי עדוין כהלכה.

תגובות שליליות

הסיכונים העלולים להיווצר כוללים: זיהום, נזק לצעם, מאחזים זמניים ומאחזים. המטופל, תזוזה של השתל, התנוונות הרקמה הרכה המקומית בהתקנת השתל בזווית לא מתאימה לשיקום. מידע נוסף ופעולות שצריך לכצע מתוארים במדריך הכירורגי.

התוויות נגד

יש להקפיד על התוויות נגד כלליות הקשורות לניתוח אלקטיבי: התוויות נגד אפסריות: בעיות דימום כרוני, הפרעה פסיכולוגית, מחלות מטבוליות בעצם וברקמה המחרת, טיפול בקורטיקוסטרואיד, מחלות לב וכלי דם, שימוש בטבק, סוכרת, (לא מבוזרת), טיפול בחומרים כימותרפיים, מחלת כליות כרונית, רמת הגליצית פה נמוכה של החולה, חריקת שיניים, אלכוהוליזם.

התוויות נגד זמניות: זיהום סיסטמי, זיהום מקומי כבד או בדרכי הנשימה, רוחב וגובה לא מספיקים של העצם המכושית כדי להקיף את השתל במילימטר אחד לפחות של עצם. גובה עצם לא מספיק אם התקנה תקינה של השתל עלולה לגרום

לנסיגה של תעלת הלסת התחתונה; גידולים ממאירים. התקנה או יישור לא תקינים של השתל מידע נוסף ופעולות לכיצוע מתוארים במדריך הכירורגי.

כיצד המוצר מסופק

חבילה זו מכילה שתל דנטלי אחד. בורג כיסוי מסופק עם כל השתלים המורכבים משני חלקים.

אזהרה

החוק הפדרלי (בארצות הברית) קובע שמוצר זה יימכר אך ורק בכפוף להזמנה מאת רופא שיניים או רופא מוסמך. השתלים הדנטליים של עדוין נבדקו מבחינת כטיחות והתאמה לסביבת MR. השתלים הדנטליים של עדוין נבדקו מבחינת חימום או הגירה בסביבת MR.

מומנט ההחדרה המקסימלי הוא 50 Ncm. אסור לעשות שימוש חוזר בשתלים, בורגי כיסוי, מאחזים זמניים ומאחזים. שימוש חוזר בפריטים הללו יגרום לסיכון מוגבר לכשל של המוצר מאחר ולא ניתן להבטיח את התפקוד התקיין של המוצרים הללו בשימוש חוזר. בנוסף, קיים סיכון מוגבר לזיהום.

מפתח סימנים:

עיקור בקרני גמא

מספר אצווה

מספר קטלוגי

אסור להשתמש במידה והמוצר פגום

אסור לכצע חיסוי חוזר

יצרן

לשימוש עד

שים לב

אסור לעשות שימוש חוזר

עדוין מערכות שתלים דנטליים בע"מ אזור העשיה אלון תבור ת.ד. 1128, עפולה 1811101. ישראל



تعليمات الاستخدام

زراعة الأسنان، البراغي المعدنية وتجميعها هي من مكونات مختبرات طب الأسنان. للحصول على معلومات مفصلة عن المنتج الذي تقوم باستخدامه، يرجى الرجوع إلى شركة أدنين لأنظمة زراعة الأسنان محدودة الضمان.

الوصف

لدى شركة أدنين لأنظمة زراعة الأسنان محدودة الضمان، تشكيلة واسعة ومتنوعة من البراغي المعدنية المصنوعة من التيتانيوم. يتم زرع هذه البراغي في عظام الفك العلوي أو السفلي ويمكن أن تكون بديلاً لجذ الضرس، بحيث توفر أساساً وقاعدة مستقرة من أجل ترميم الضرس.

دواعي الاستخدام

يمكن استخدام البراغي المعدنية الخاصة بشركة أدنين بصورة كلية أو بصورة جزئية وذلك من خلال توفير الدعم للضرس واحد في أحد الفكين أو لمجموعة من الأضراس في الفك العلوي أو في الفك السفلي.

تعليمات الاستخدام

يجب القيام بعملية الغرس في بيئة معقمة. مع استخدام أدوات الجراحة المُعقمة، أدوات الحفر الكهربية المناسبة والموصى بها لتنفيذ عملية الحفر لإدخال البراغي في أحد الفكين.

تحذير

القيام بعملية الزرع بطريقة غير لائقة وغير مناسبة من شأنه أن يؤدي إلى فشل عملية الزرع أو إلى فقدان عظام الفكين. يجب استخدام البراغي المعدنية الخاصة بشركة أدنين فقط وفقاً للتعليمات المرفقة مع المنتج والخاصة بمنتجات شركة أدنين فقط. تجدر الإشارة إلى أن عملية زرع الأسنان لا يمكن تغييرها بأي حال من الأحوال، سواء تم استخدام الأدوات الكهربائية أو الليزر في عملية الجراحة، كما أنه لا ينصح باستخدام الدعامات الموصلة للحرارة أو الكهربية كون هذا من شأنه أن يؤدي إلى فشل في عملية الزرع، وإذا ما أصيبت

البراغي المعدنية ملوثة، من شأن هذا أن يؤدي إلى فشل عملية الزرع وإلى التأثير على المعالج.

الاحتياطات

عملية زراعة الأسنان بما في ذلك غرس البراغي في أحد الفكين، تتطلب تقنيات جراحية معقدة وليست بسيطة. من المهم على الطبيب الذي يجري عملية زراعة الأسنان، أن يكون مؤهلاً وخبيراً بالشكل الكافي في هذا المجال، لكي يستطيع أن يحدد بنجاح هيئة التشريح ومدى ملائمتها للبراغي وأللضرس الذي سيتم غرسه، كما أن الصورة الشعاعية التي يتم القيام بها، توفر صورة واضحة للموقع وتساعد بشكل كبير وجذري على إتمام عملية الزراعة بنجاح. كما أنه يُرجى متابعة تعليمات الاستخدام الخاصة بمنتجات شركة أدنين قبل تنفيذ عملية الزراعة فعلياً.

ردود الفعل السلبية

من الممكن أن تحدث بعض التعقيدات خلال عملية زرع الأسنان. تشمل هذه التعقيدات الأمور التالية: عدوى، فقدان العظام، احساس المريض بعدم الراحة، تحرك البراغي المعدني، تفكك الأنسجة اللينة في المكان. للمزيد من المعلومات وللخطوات التي يجب اتخاذها في هذه الحالات، يُرجى مراجعة مُرشد المستهلك.

موانع الاستخدام

هناك عدة موانع يجب مراعاتها عند القيام بعملية زراعة الأسنان. من هذه الموانع: مشاكل النزيف المزمن، المشاكل النفسية، أمراض العظام، أمراض القلب والأوعية الدموية، التدخين، مرض السكري الغير منضبط، المرض الكلوي المزمن، سوء نظافة الفم، الإدمان على الكحول.

كما أنه هناك العديد من الموانع المؤقتة التي تؤثر إلى الاستخدام، مثل: العدوى، عدم وجود كمية كافية من العظام في أحد الفكين، أي بشكل يقل عن ملليمتر واحد على أحد جانبي الفكين، الأورام الخبيثة والعديد من الحالات الأخرى التي

من شأنها أن تؤثر على عملية زراعة الأسنان أو عملية غرس البراغي المعدنية بالشكل اللازم. للحصول على المعلومات والخطوات

التي يجب اتخاذها في هذه الحالات يُرجى مراجعة مُرشد وتعليمات الاستخدام.

كيف يتم تزويد المنتج

تحوي هذه الززمة على برغي واحد. يتضمن الغطاء في كل برغي على قطعتين للزراعة.

تحذير

تحذر القوانين الفدرالية الأمريكية من استخدام وبيع هذا المنتج سوى من قبل طبيب أسنان مرخص أو أي طبيب عادي. لم يتم تخمين أو تقدير منتجات شركة أدنين لأنظمة زراعة الأسنان محدودة الضمان في بيئة أو محيط غير آمن. كما أنه لم يتم تجربة منتجات شركة أدنين لأنظمة زراعة الأسنان محدودة الضمان في بيئة أو محيط غير آمن. عزم الدوران الإدراج أقصى هو ٥٠ NCM.

يمنع منع باتاً إعادة استخدام أو استعمال هذا المنتج بما في ذلك الزرعة أو البراغي المعدنية. القيام بهذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى إلحاق الضرر والتسبب بمخاطر جمة للشخص الذي يتم معالجته.

شرح الرسوم التوضيحية:

تعقيم جاما

رقم الدفعة

الرقم في الكاتالوج

يمنع استخدامه عند تلفه

غير تالف

المنتج

يستخدم من قبل

انتباه

يمنع إعادة استخدامه

شركة أدنين لأنظمة زراعة الأسنان محدودة الضمان. المنطقة الصناعية ألون تافور، من.ب. ١١٢٨ العفولة ١٨٥٠٠